

## Justrite 安全柜快速选型表

## 安全柜快速选型表



化学品类型以及示例

柜的类型与材质	主要特点	相似尺寸号的相对价格		切勿打开容器！		安全、正确地维护安全柜： 务必使用密闭容器存放化学品。 出现溢出现象，应立即清理。 将安全柜放置在干燥通风的环境中。
		\$	Man, SC			
Sure-Grip EX® 易燃液体 安全柜（钢制）	黄色，贴“Flammable”（易燃）标签。使用最为广泛。	\$	✓	✓	✓	
Sure-Grip EX® 涂料与 油墨安全柜（钢制）	红色，贴“Flammable”（易燃）标签。同时提供额外的搁板，用来存放涂料、油墨和其他小型容器（1加仑或更小）。	\$	Man, SC	✓		
Sure-Grip EX® 农药安全柜（钢制）	绿色，贴“Flammable”（易燃）和“Pesticide”（农药）标签。钢制搁板上配有聚乙烯盘，能够盛接少量溢出物。	\$	Man, SC		✓	
Sure-Grip EX® 易燃废液 安全柜（钢制）	白色，贴“Flammable Waste”（易燃废液）标签。将被污染的易燃液体及其容器与“新”液体分离。	\$	Man, SC		✓	
Sure-Grip EX® 酸类 安全柜（钢制） 带ChemCor®的 Sure-Grip EX® 酸类安全柜（钢制）	蓝色，贴“Acid”（酸类）标签。钢制搁板上配有聚乙烯盘，能够盛接少量溢出物。	\$	Man, SC	✓ (低)	✓	
胶合板	蓝色，贴“Acid”（酸类）标签。多种尺寸选择。搁板高度可调，灵活性高。	\$	Man, SC	✓ (高)	✓	✓
蓝色聚乙烯 (PE)	蓝色，贴“Acid”（酸类）标签。耐化学腐蚀性最强。对于绝大部分实验室来说，是功能性强、成本效益高的解决方案。	\$	Man	✓ (高)	✓	
实心白色聚乙烯 (PE)	白色，贴“Acid”（酸类）标签。耐化学腐蚀性最强。最赏心悦目的设计和最得心应手的功能。	\$\$\$	Man	✓ (高)	✓	

\*\* 实际的安全柜色调可能有所不同

✓ = 建议使用的安全柜

**免责声明：**此表仅作为指南提供给用户参考，除此之外，用户还需清楚地了解要存放的化学品的性质和正确的使用方法，以及场地卫生和环境条件、适用的法律。如需了解更多信息，请与化学品制造商联系。此表非适用性保证，无论明示或暗示，且 Justrite 对此信息的使用或误用概不负责。所有液体均须放在合适的容器内，并应加盖密封以防泄漏。所有泄漏物和溢出物均须及时清理。所有 Justrite 安全柜均仅适合在室内使用。